

**Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноРИК»**

**355035 Российская Федерация, Ставропольский край, город
Ставрополь, пр-т Кулакова, ба , офис 14 ИНН 2635230307, КПП
263501001, р/сч 40702810260100011894, Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк БИК 040702615, к/сч 30101810907020000615**

**Коммерческое предложение
Диафаноскоп зерна ДСЗ-3**



Стекловидность зерна можно определить с помощью Диафаноскопа ДСЗ-3 методом просмотра зерен при их просвечивании в проходящем свете. Для этого необходимо образцы зерна уложить в 100 ячеек кассеты, далее приподнять входную крышку до зацепления с роликами подачи и вставить саму кассету в узел протяжки. При помощи винта подачи кассета перемещается в зону визуального наблюдения каждого ряда зерен, освещенного световым потоком.

Принцип действия диафаноскопа основан на неодинаковой способности стекловидных и мучнистых зерен пропускать световой поток, т.е. на различии их оптических свойств.

www.технорик.рф

Info@tekhnorik.ru

+7(865 2)49-91-91